

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1. Lift up toilet seat cover and seat. Place plastic elevated toilet seat directly onto porcelain toilet seat bowl with the filler plug facing the toilet tank.
- 2. Bottom plastic inner rim of elevated toilet seat must fit inside of porcelain toilet bowl rim.

NOTE: Elevated toilet seat is designed for use with most common types of toilets including elongated (public washroom) toilets. This unit will not fit all toilet types.

CAUTION:

Before each use, check that unit is in proper position. Elevated toilet seat must sit evenly on porcelain toilet bowl rim. If unit rocks while on toilet rim, DO NOT USE. This product has a maximum user weight limitation of **250 pounds. NEVER MAKE SUBSTITUTONS OR MODIFY THIS PRODUCT IN ANY MANNER.** Do not jump or stand on seat. Liberty Hardware Manufacturing Corporation assumes no liability for any damage or injury caused by the improper installation or use of this product. It is recommended that you consult a health care professional for instructions specific to your needs. Physically challenged users should be supervised or assisted whenever using this product.

CLEANING INSTRUCTIONS:

Use non-abrasive mild detergent with warm water. Rinse with warm water and dry. **Do not use abrasive cleansers or bleach.**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

- 1. Relevez le couvercle et le siège de toilette. Placez le siège de toilette surélevé directement dans la cuvette de WC avec la prise de remplissage vers le réservoir.
- 2. Le bord inférieur intérieur en plastique du siège de toilette surélevé doit entrer dans le bord de la cuvette de WC en porcelaine.

REMARQUE: Le siège de toilette surélevé est conçu pour être utilisé avec les types de toilettes les plus communs y compris les cuvettes WC allongées (toilettes publiques). Cette unité ne convient pas à tous les types de cuvette de WC.

ATTENTION:

Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il se trouve en bonne position. Le siège de toilette surélevé doit reposer uniformément sur le rebord de la cuvette de WC. S'il est bancal sur le rebord de la cuvette, NE L'UTILISEZ PAS. Ce produit a une limitation de poids maximum de l'utilisateur de **250 livres (113,4 kg). NE FAITES JAMAIS DE SUBSTITUTION OU DE MODIFICATION À CE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.** Ne pas sauter ou se mettre debout sur le siège. Liberty Hardware Manufacturing Corporation n'assume la responsabilité d'aucun dommage ou blessure provoqués par une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Nous vous recommandons de consulter votre professionnel de la santé pour des instructions particulières à vos besoins. Les personnes ayant une incapacité physique doivent être surveillées ou aidées lorsqu'elles utilisent ce produit.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Utilisez un détergent doux non abrasif et de l'eau tiède. Rincez à l'eau tiède et séchez. **N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de javellisant.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- 1. Levante la cubierta del asiento del inodoro y el asiento. Coloque el asiento elevado plástico para inodoro directamente sobre la taza de porcelana del asiento del inodoro con el tapón de llenado hacia el tanque del inodoro.
- 2. El borde interno plástico inferior del asiento elevado para inodoro debe caber dentro del borde de la taza de porcelana del inodoro.

NOTA: El asiento elevado para inodoro está diseñado para usarse con la mayoría de los tipos comunes de inodoros incluyendo los alargados (de baños públicos). Esta unidad no se adaptará a todos los tipos de inodoros.

PRECAUCIÓN:

Antes de cada uso, verifique que la unidad esté en la posición adecuada. El asiento elevado para inodoro debe sentarse uniformemente sobre el borde de la taza de porcelana del inodoro. Si la unidad se mece mientras está sobre el borde del inodoro, NO LA USE. Este producto tiene una limitación de peso máximo del usuario de **250 libras (113,4 kg). NUNCA HAGA SUSTITUCIONES NI MODIFIQUE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA.** No salte ni se pare sobre el asiento. Liberty Hardware Manufacturing Corporation no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por la instalación o el uso inapropiado de este producto. Los usuarios con problemas físicos deben ser supervisados o ayudados cuando usen este producto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Use un detergente suave y no abrasivo con agua tibia. Enjuague con agua tibia y seque. No use limpiadores abrasivos ni cloro.