






STEP-BY-STEP  
INSTALLATION  
VIDEOS



**uPole™  
only**  
UPOLE-P-CW



**uPole™ +  
Pivot Bar**  
UPOLE-PB-CW



**Pivot Bar  
Add On Kit**  
UPOLE-BKIT-CW

## ⚠️ WARNING FOR BED SAFETY

### ⚠️ WARNING

#### ENTRAPMENT HAZARD


There is a risk of entrapment associated with all bedside mobility aids. Entrapment occurs when an individual becomes wedged between a bed rail and another object (example: mattress). Entrapment can result in serious injury and death. Read and understand the enclosed Entrapment Prevention Guidelines document. See the additional Entrapment Prevention Guidelines:

- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>


PRIOR TO INSTALLATION, review all of the product specifications and instructions to ensure that it is safe to use with your bed and mattress. **Stop using immediately if product or bed shifts from its original position, if product is damaged, broken or missing parts.**

PRIOR TO EVERY USE, ensure the pole is installed correctly in one of the specified locations:

(a) No gap between the pole and the side of the mattress. Ensure a minimum distance 4"/102mm between the lower horizontal bar and mattress height.



(b) A gap of at least 12.5"/320mm between the pole and the side of the mattress. Ensure a minimum distance 4" / 102mm between the lower horizontal bar and mattress height.



### ⚠️ WARNING


#### ENTRAPMENT HAZARD

NEVER use product without properly securing beside the bed. Incorrect installation can allow product to move away from mattress, bed frame and/or head or foot boards, which can lead to entrapment and death.

### ⚠️ WARNING

#### ENTRAPMENT HAZARD

(a) There is an increased risk of entrapment when using a safety product beside a bed with a soft mattress. Test mattress by applying 12lbs (5.4kg) of weight on the edge of the mattress. If the mattress can compress by 2" (51cm), do not use this product.



(b) If product is used in a care facility, follow the installations policies of the institutions. If this product does not comply with those policies, do not install this product.

(c) When changing bed linens, always confirm that product is installed correctly as per installation instructions. Re-position to eliminate a gap between product and side of mattress.

For questions about product safety or installation, or in case of a serious event with this product, contact a the HealthCraft at 1-888-619-9992 immediately. In addition to contacting the manufacturer directly, consumers should report problems to the CPSC at this website: <https://www.saferproducts.gov/> or call 1-800-638-2772, or to the FDA at 1-800-332-1088.

### ⚠️ WARNING

#### SUFFOCATION, STRANGULATION, ENTRAPMENT HAZARD

If product is installed incorrectly or moves from its initial position gaps can occur which can entrap and cause fatality. People with Alzheimer's disease, dementia or other neurological conditions, or those who are sedated, confused, or frail, are at increased risk of entrapment, suffocation and strangulation.

- NEVER use unless product is tight against mattress, without gaps, and at least 12-1/2 in. from headboard and footboard.
- NEVER use with children.
- NEVER use on toddler, bunk, water, electrical or inflatable beds, or on beds with mattress toppers or soft compressible pads.

This product is under the jurisdiction of the FDA; to report problems or injuries, call 1-800-332-1088.

### ⚠️ WARNING

#### ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS

Gaps in and around this product can entrap and kill. People with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, and are at increased risk of entrapment and strangulation. People attempting to climb over this product are at increased risk of injury or death from falls. Always make sure this product is properly secured beside the bed. If product can move away from bed or mattress, it can lead to entrapment and death.

**Complies with ASTM F3186-24** - Standard Specification for Adult Portable Bed Rails and Related Products.

# English

## OVERVIEW

Thank you for choosing the uPole System from HealthCraft. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your uPole System is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your uPole installed by a qualified contractor.

The uPole System is intended for moderate vertical load bearing to provide sitting and standing support for people with disability. The floor to ceiling range is 7-10 feet, and maximum user weight capacity 300lbs. Product is not intended to support full body weight. The uPole System is not to be used in any other way than described above.

The uPole is a high quality, commercial grade floor to ceiling safety pole. The uPole must be installed between a structural floor and ceiling by turning a jackscrew at the bottom of the pole. The pressure created by the jackscrew is strong enough for the uPole to support the user, yet it does not require drilling holes into the floor or ceiling. This is ideal for relocating or removing the pole. *NOTE: The top and base plates each have two holes that may be used to fix the plate directly to the ceiling joist(s) and the floor if necessary. Do not install the pole where it is directly exposed to water. See Page 10.*

The uPole Pivot Bar is a high quality, commercial grade pivoting and locking horizontal bar that connects to the uPole (floor to ceiling safety pole). The horizontal bar can be lifted, pivoted and lowered to the next locking position around the uPole. In any of the 8 lowered position (every 45 degrees) the Pivot Bar can be used to support the user.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, rusting due to water exposure, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon.

Specifications subject to change without notice.

Manufacturer: HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. 1-888-619-9992. Patent Pending. © 2026 HealthCraft Products Inc.

## PARTS - UPOLE

FIGURE A.

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Extension Pole  | 10. Extension Bushing           |
| 2. Top Pole        | 11. Top Bushing - uPole (x2)    |
| 3. Bottom Pole     | 12. Bottom Bushing - uPole (x2) |
| 4. Cover Sleeve    | 13. C-Clip                      |
| 5. Jam Nut         | 14. Cotter Pin (x2)             |
| 6. Extension Screw | 15. Clevis Pin (x3)             |
| 7. Plastic Washer  | 16. Wood Screw (x4)             |
| 8. Top Plate       | 17. Flat-Head Screw (x4)        |
| 9. Base Plate      | 18. Hex Key                     |

## PARTS - PIVOT BAR

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 19. Pivot Bar                  | 22. Collar Cover       |
| 20. Top Bushing - Pivot Bar    | 23. Collar Bushing     |
| 21. Bottom Bushing - Pivot Bar | 24. Castellated Collar |

## INSTALLATION WARNINGS

FIGURE B.

1. Use caution while maneuvering pole during installation.
2. Standard pole can be installed anywhere with structural ceilings.
3. Standard pole can be installed directly under 1 ceiling joist.
4. Standard pole can be installed directly under 2 ceiling joists.
5. If subject to heavy usage, pole must be secured to ceiling joist(s) and floor using provided wood screws.
6. CAUTION - Damage may occur if extension screw is overtightened.
7. CAUTION - Do not install the pole with drop ceilings.
8. CAUTION - Do not install the pole on loose floor coverings.
9. CAUTION - Do not install the pole where it is directly exposed to water.
10. CAUTION - Do not install the pole with angled ceilings.

## SUGGESTED UPOLE PLACEMENT

FIGURE C.

1. BEDROOM - Locate pole at least 12.5"/320mm from headboard or footboard, adjacent to waistline and either (a) against the mattress - no gaps, or (b) 12.5"/320mm away from mattress.
2. BATHTUB - Locate pole base against tub, approximately half way along its length.
3. SEATING (TOILET or CHAIR) - To provide clearance when standing, locate pole 3-10" / 76mm-254mm forward of the knees, and 2-6" / 51mm-154mm to the side of knees when sitting.

## SUGGESTED PIVOT BAR POSITIONS

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 4. BEDROOM                                  | 5. BATHROOM or 6. SITTING           |
| A = side support / out of the way           | A = side support / out of the way   |
| B = in-bed support                          | B = standing or transfer support    |
| C = sitting support                         | C = standing support                |
| D = standing support                        | D = standing or transfer support    |
| E = transfer support to walker / wheelchair | E = standing or transfer support    |
|   | F = transfer support in/out bathtub |

\*TOOLS REQUIRED: tape-measure, level, screwdriver, tape

## POLE HEIGHT SETUP

FIGURE D.

## UPOLE ONLY ASSEMBLY

FIGURE E.

## UPOLE + PIVOT BAR ASSEMBLY

FIGURE F.

## INSTALLATION

FIGURE G.

## PRODUCT USAGE

FIGURE H.

## TECHNICAL DATA

FIGURE I.

# ⚠ AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ DU LIT

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE PIÉGEEMENT


Il existe un risque de coincement associé à toutes les aides à la mobilité de chevet. Le piégeage se produit lorsqu'une personne se retrouve coincée entre une barrière de lit et un autre objet (exemple : un matelas). Le piégeage peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Lisez et comprenez le document ci-joint sur les directives de prévention du piégeage. Consultez les directives supplémentaires de prévention du piégeage :

- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishing-s-and-decorations/adult-bed-rails>


AVANT L'INSTALLATION, examinez toutes les spécifications et instructions du produit pour vous assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité avec votre lit et votre matelas. **Arrêtez immédiatement de l'utiliser si le produit ou le lit se déplace de sa position d'origine, si le produit est endommagé, cassé ou des pièces manquantes.**

AVANT CHAQUE UTILISATION, assurez-vous que le poteau est correctement installé à l'un des emplacements spécifiés :

(a) Aucun espace entre le poteau et le côté du matelas. Assurez une distance minimale de 4"/102 mm entre la barre horizontale et la hauteur du matelas.




(b) Un espace d'au moins 12,5"/320 mm entre le poteau et le côté du matelas. Assurez une distance minimale de 4"/102 mm entre la barre horizontale et la hauteur du matelas.



## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE PIÉGEAGE

(a) Il existe un risque accru de coincement lors de l'utilisation d'un produit de sécurité à côté d'un lit doté d'un matelas moelleux. Testez le matelas en appliquant 12 lb (5,4 kg) de poids sur le bord du matelas. Si le matelas peut se comprimer de 2" (51 cm), n'utilisez pas ce produit.



(b) Si le produit est utilisé dans un établissement de soins, suivez les politiques d'installation des établissements. Si ce produit n'est pas conforme à ces politiques, n'installez pas ce produit.

(c) Lorsque vous changez les draps, vérifiez toujours que le produit est installé correctement conformément aux instructions d'installation. Repositionnez-le pour éliminer tout espace entre le produit et le côté du matelas.

Pour toute question sur la sécurité ou l'installation du produit, ou en cas d'événement grave avec ce produit, contactez immédiatement HealthCraft au 1-888-619-9992. En plus de contacter directement le fabricant, les consommateurs doivent signaler les problèmes à la CPSC sur ce site Web : <https://www.saferproducts.gov/> ou appeler le 1-800-638-2772, ou à la FDA au 1-800-332-1088.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGULATION, DE PIÉGEAGE

Si le produit est mal installé ou se déplace de sa position initiale, des espaces peuvent se produire, ce qui peut se coincer et entraîner la mort. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autres troubles neurologiques, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage, d'étouffement et d'étranglement.

- NE JAMAIS utiliser à moins que le produit soit bien serré contre le matelas, sans espace et à au moins 12 1/2 po de la tête et du pied de lit.
- NE JAMAIS utiliser avec des enfants.
- NE JAMAIS utiliser sur des lits pour tout-petits, des lits superposés, à eau, électriques ou gonflables, ni sur des lits avec surmatelas ou coussinets souples et compressibles.

Ce produit est sous la juridiction de la FDA ; pour signaler des problèmes ou des blessures, appelez le 1 800 332-1088.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE PIÉGEAGE

NE JAMAIS utiliser le produit sans le fixer correctement à côté du lit. Une installation incorrecte peut permettre au produit de s'éloigner du matelas, du cadre de lit et/ou des têtes ou pieds de lit, ce qui peut entraîner un piégeage et la mort.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUES DE PIÉGEEMENT, D'ÉTRANGULATION, DE SUFFOCATION ET DE CHUTE

Les espaces dans et autour de ce produit peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles et courent un risque accru de piégeage et d'étranglement. Les personnes qui tentent de grimper sur ce produit courent un risque accru de blessures ou de décès par chute. Assurez-vous toujours que ce produit est correctement fixé à côté du lit. Si le produit peut s'éloigner du lit ou du matelas, cela peut entraîner son piégeage et la mort.

Conforme à la norme ASTM F3186-24 - Spécification standard pour les barrières de lit portables pour adultes et les produits connexes.

## APERÇU

Merci d'avoir choisi le système uPole de HealthCraft. Veuillez lire et comprendre les instructions de ce manuel ; gardez-le pour référence ultérieure. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre système uPole est correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Si vous n'êtes pas équipé pour effectuer les travaux décrits, nous vous recommandons de faire installer votre uPole par un entrepreneur qualifié.

Le système uPole est conçu pour supporter une charge verticale modérée et fournir un soutien en position assise et debout aux personnes handicapées. La portée du sol au plafond est de 2,1 à 3 mètres, et la capacité de poids maximale de l'utilisateur est de 136 kg. Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids total du corps. Le système uPole ne doit être utilisé à aucune autre fin que celle décrite ci-dessus.

L'uPole est une perche de sécurité de qualité commerciale, allant du sol au plafond. Elle doit être installée entre un plancher et un plafond structurels en tournant un vérin à vis situé au bas de la perche. La pression exercée par le vérin à vis est suffisamment forte pour que l'uPole puisse soutenir l'utilisateur, sans nécessiter de perçage au sol ou au plafond. Ceci est idéal pour déplacer ou enlever la perche.

**REMARQUE :** Les plaques supérieure et inférieure comportent chacune deux trous permettant de la fixer directement aux solives du plafond et au sol, si nécessaire. N'installez pas la perche dans un endroit exposé à l'eau. Voir page 10.

La barre pivotante uPole est une barre horizontale pivotante et verrouillable de haute qualité, de qualité commerciale, qui se fixe à l'uPole (perche de sécurité du sol au plafond). La barre horizontale peut être levée, pivotée et abaissée jusqu'à la position de verrouillage suivante autour de l'uPole. Dans chacune des 8 positions d'abaissement (tous les 45 degrés), la barre pivotante peut servir de support à l'utilisateur.

## GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont couverts par une garantie à vie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication pour l'acheteur initial. La garantie exclut les produits endommagés suite à une mauvaise utilisation, un accident, une altération, l'usure normale, le bois et les teintures, la rouille due à l'exposition à l'eau ou l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.

Par les présentes, l'acheteur s'engage à indemniser et à défendre HealthCraft Products Inc. contre toute responsabilité, réclamation (fondée ou non), perte, dommage, coût et dépense (y compris, sans s'y limiter, les dommages indirects et les honoraires professionnels raisonnables) résultant des spécifications, de l'application ou de la mauvaise utilisation des produits décrits aux présentes par l'acheteur, ainsi que de toute omission ou négligence de sa part. HealthCraft Products Inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services effectués par des tiers, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise application des produits vendus par HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. ne sera pas responsable des bénéfices potentiels, des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ni du coût des travaux correctifs effectués sans son accord préalable. La responsabilité totale de HealthCraft Products Inc. aux termes des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des produits spécifiés aux présentes.

Spécifications sujettes à changement sans préavis.

Fabricant : HealthCraft Products Inc. 2790, chemin Fenton, Ottawa (Canada) K1T 3T7. 1 888 619-9992. Brevet en instance. © 2026 HealthCraft Products Inc.

## CONTENU À LA LIVRAISON – UPOLE

FIGURE A.

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Rallonge                | 10. Douille d'extension             |
| 2. Poteau supérieur        | 11. Douille supérieure - uPole (x2) |
| 3. Poteau inférieur        | 12. Douille inférieure - uPole (x2) |
| 4. Manchon de recouvrement | 13. Clip en C                       |
| 5. Contre-écrou            | 14. Goupille fendue (x2)            |
| 6. Vis d'extension         | 15. Goupille de chape (x3)          |
| 7. Rondelle en plastique   | 16. Vis à bois (x4)                 |
| 8. Plaque supérieure       | 17. Vis à tête plate (x4)           |
| 9. Plaque de base          | 18. Clé hexagonale                  |

## CONTENU À LA LIVRAISON – BARRE PIVOTANTE

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 19. Barre pivotante                      | 22. Couvre col       |
| 20. Douille supérieure - Barre pivotante | 23. Bague de collier |
| 21. Douille inférieure - Barre pivotante | 24. Collier crénelé  |

## AVERTISSEMENTS LORS DE L'INSTALLATION

FIGURE B.

- Faites preuve de prudence dans la manipulation du poteau lors de l'installation.
- Le poteau standard peut être installé n'importe où avec des plafonds structurels.
- Un poteau standard peut être installé directement sous une solive du plafond.
- Un poteau standard peut être installé directement sous deux solives du plafond.
- Si le poteau est soumis à une utilisation intensive, il doit être fixé aux solives du plafond et au sol à l'aide des vis à bois fournies.
- ATTENTION - Des dommages peuvent survenir si la vis d'extension est trop serrée.
- ATTENTION - N'installez pas le poteau avec des plafonds suspendus.
- ATTENTION - Ne pas installer sur un revêtement de sol non collé.
- ATTENTION - N'installez pas le poteau là où il est directement exposé à l'eau.
- ATTENTION - Ne pas installer sur un plafond cathédral.

## EMPLACEMENT SUGGÉRÉ DE LA UPOLE

FIGURE C.

- CHAMBRE À COUCHER – Placez le poteau à au moins 12,5"/320 mm de la tête ou du pied de lit, à côté de la taille et soit (a) contre le matelas - sans espace, ou (b) à 12,5"/320 mm du matelas.
- BAIGNOIRE SEULEMENT – Établissez l'emplacement de la base du poteau contre la baignoire, environ à la moitié de sa longueur.
- SIÈGE (TOILETTE OU CHAISE) – Afin d'offrir un dégagement lorsqu'en position debout, établissez l'emplacement du poteau à 75-254 mm (3-10 po) des genoux et 51-154 mm (2-6 po) du côté des genoux lorsqu'en position assise.

## POSITIONS SUGGÉRÉES DE LA BARRE PIVOTANTE

- |  |   |
|--|---|
| 4. CHAMBRE À COUCHER   | 5. SALLE DE BAIN OU 6. SIÈGE                        |
| A = soutien latéral/hors du passage                                  | A = soutien latéral/hors du passage                 |
| B = soutien au lit   | B = soutien pour position debout ou transfert       |
| C = soutien en position assise                                       | C = soutien pour position debout                    |
| D = soutien en position debout                                       | D = soutien pour position debout ou transfert       |
| E = soutien pour le transfert vers une marchette/un fauteuil roulant | E = soutien pour position debout ou transfert       |
|  | F = soutien pour l'entrée/la sortie de la baignoire |

\*OUTILS REQUIS: ruban à mesurer, niveau, tournevis, ruban adhésif

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU POTEAU

FIGURE D.

## ASSEMBLAGE UPOLE SEULEMENT

FIGURE E.

## ASSEMBLAGE UPOLE + BAR

FIGURE F.

## INSTALLATION

FIGURE G.

## UTILISATION DU PRODUIT

FIGURE H.

## DONNÉES TECHNIQUES

FIGURE I.

# ⚠️ ADVERTENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CAMA

## ⚠️ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ATRAPAMIENTO


Existe un riesgo de atrapamiento asociado con todas las ayudas para la movilidad junto a la cama. El atrapamiento ocurre cuando una persona queda atrapada entre la barandilla de la cama y otro objeto (ejemplo: colchón). El atrapamiento puede provocar lesiones graves o la muerte. Lea y comprenda el documento adjunto Pautas para la prevención de atrapamientos. Consulte las pautas adicionales para la prevención de atrapamientos:

- [www.fda.gov/bedsafety](http://www.fda.gov/bedsafety)
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishing-s-and-decorations/adult-bed-rails>


ANTES DE LA INSTALACIÓN, revise todas las especificaciones e instrucciones del producto para asegurarse de que sea seguro usarlo con su cama y colchón. **Deje de usarlo inmediatamente si el producto o la cama se mueve de su posición original, si el producto está dañado, roto o le faltan piezas.**

ANTES DE CADA USO, asegúrese de que el poste esté instalado correctamente en una de las ubicaciones especificadas:

(a) No hay espacio entre el poste y el costado del colchón. Asegúrese de que haya una distancia mínima de 4"/102 mm entre la barra horizontal y la altura del colchón.




(b) Un espacio de al menos 12,5"/320 mm entre el poste y el costado del colchón. Asegúrese de que haya una distancia mínima de 4"/102 mm entre la barra horizontal y la altura del colchón.



## ⚠️ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

(a) Existe un mayor riesgo de quedar atrapado cuando se utiliza un producto de seguridad junto a una cama con un colchón blando. Pruebe el colchón aplicando 5,4 kg (12 lb) de peso en el borde del colchón. Si el colchón se puede comprimir 2" (51 cm), no utilice este producto.



(b) Si el producto se utiliza en un centro de atención, siga las políticas de instalación de las instituciones. Si este producto no cumple con esas políticas, no lo instale.

(c) Al cambiar la ropa de cama, confirme siempre que el producto esté instalado correctamente según las instrucciones de instalación. Vuelva a colocarlo para eliminar un espacio entre el producto y el costado del colchón.

Si tiene preguntas sobre la seguridad o la instalación del producto, o en caso de un evento grave con este producto, comuníquese con HealthCraft al 1-888-619-9992 de inmediato. Además de comunicarse directamente con el fabricante, los consumidores deben informar los problemas a la CPSC en este sitio web: <https://www.saferproducts.gov/> o llamar al 1-800-638-2772, o a la FDA al 1-800-332-1088.

## ⚠️ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ASFIXIA, ESTRANGULACIÓN, ATRAPAMIENTO

Si el producto se instala incorrectamente o se mueve desde su posición inicial, pueden producirse espacios que pueden quedar atrapados y provocar la muerte. Las personas con enfermedad de Alzheimer, demencia u otras afecciones neurológicas, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles, corren un mayor riesgo de quedar atrapadas, asfixiadas y estranguladas.

- NUNCA lo use a menos que el producto esté apretado contra el colchón, sin espacios y al menos a 12-1/2 pulgadas de la cabecera y el pie de cama.
- NUNCA lo use con niños.
- NUNCA lo use en camas para niños pequeños, literas, acuáticas, eléctricas o inflables, ni en camas con cubrecolchones o almohadillas suaves comprimibles.

**Este producto está bajo la jurisdicción de la FDA; Para informar problemas o lesiones, llame al 1-800-332-1088.**

## ⚠️ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

NUNCA utilice el producto sin asegurarlo adecuadamente al lado de la cama. La instalación incorrecta puede permitir que el producto se aleje del colchón, el armazón de la cama y/o la cabecera o los pies, lo que puede provocar atrapamiento y muerte.

## ⚠️ ADVERTENCIA

### PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDAS

Los espacios dentro y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles y tienen mayor riesgo de quedar atrapadas y estranguladas. Las personas que intentan trepar por encima de este producto corren un mayor riesgo de sufrir lesiones o muerte por caídas. Asegúrese siempre de que este producto esté correctamente asegurado al lado de la cama. Si el producto puede alejarse de la cama o el colchón, puede provocar atrapamiento y muerte.

**Cumple con la norma ASTM F3186-24:** Especificación estándar para barandillas de cama portátiles para adultos y productos relacionados.

## GENERAL

Gracias por elegir el sistema uPole de HealthCraft. Lea y comprenda las instrucciones de este manual; consérvelo para futuras consultas. Es su responsabilidad asegurarse de que su sistema uPole se monte, instale y mantenga correctamente. No seguir las instrucciones de este manual podría provocar lesiones graves o la muerte. Si no cuenta con el equipo necesario para realizar el trabajo descrito, le recomendamos que un contratista cualificado instale su uPole.

El sistema uPole está diseñado para soportar cargas verticales moderadas y proporcionar apoyo para sentarse y pararse a personas con discapacidad. La distancia entre el suelo y el techo es de 2,1 a 3 metros, y la capacidad máxima del usuario es de 136 kg. El producto no está diseñado para soportar el peso corporal completo. El sistema uPole no debe utilizarse de ninguna otra forma que la descrita anteriormente.

El uPole es un poste de seguridad de suelo a techo de alta calidad y grado comercial. Debe instalarse entre el suelo estructural y el techo girando un tornillo nivelador en la parte inferior del poste. La presión generada por el tornillo nivelador es lo suficientemente fuerte como para que el uPole soporte al usuario, sin necesidad de taladrar agujeros en el suelo ni en el techo. Esto es ideal para reubicar o retirar el poste. **NOTA:** Las placas superior e inferior tienen dos agujeros que permiten fijar la placa directamente a la(s) viga(s) del techo y al suelo, si es necesario. No instale el poste en un lugar expuesto directamente al agua. Consulte la página 10.

La barra pivotante uPole es una barra horizontal pivotante y bloqueable de alta calidad y grado comercial que se conecta al uPole (poste de seguridad de suelo a techo). La barra horizontal se puede elevar, pivotar y bajar a la siguiente posición de bloqueo alrededor del uPole. En cualquiera de las 8 posiciones de descenso (cada 45 grados), la barra pivotante puede utilizarse para sujetar al usuario.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, oxidación debido a la exposición al agua, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricante: HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canadá, K1T 3T7. 1-888-619-9992. Patente en trámite. © 2026 HealthCraft Products Inc.

## CONTENIDO ENTREGADO – UPOLE

FIGURA A.

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Poste de extensión         | 10. Buje de extensión             |
| 2. Poste superior             | 11. Buje superior - uPole (x2)    |
| 3. Poste inferior             | 12. Buje inferior - uPole (x2)    |
| 4. Funda protectora extensión | 13. Clip en C                     |
| 5. Contratuerca               | 14. Pasador de chaveta (x2)       |
| 6. Tornillo de extensión      | 15. Pasador de horquilla (x3)     |
| 7. Arandela de plástico       | 16. Tornillo para madera (x4)     |
| 8. Conjunto de placa superior | 17. Tornillo de cabeza plana (x4) |
| 9. Conjunto de placa base     | 18. Llave hexagonal               |

## CONTENIDO ENTREGADO – BARRA DE PIVOTE

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 19. Conjunto de barra de pivote     | 22. Cubierta del collarín |
| 20. Buje superior - Barra de pivote | 23. Buje del collarín     |
| 21. Buje inferior - Barra de pivote | 24. Collar almenado       |

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

FIGURA B.

- Actúe con precaución cuando manobre con el poste durante la instalación.
- El poste estándar se puede instalar en cualquier lugar con techos estructurales.
- El poste estándar se puede instalar directamente bajo 1 vigueta del techo.
- El poste estándar se puede instalar directamente bajo 2 viguetas del techo.
- Si se somete a un uso intensivo, el poste debe asegurarse a las vigas del techo y al piso utilizando los tornillos para madera provistos.
- PRECAUCIÓN – Pueden producirse daños si se ajusta demasiado el tornillo extensor.
- PRECAUCIÓN - No instale el poste en falsos techos.
- PRECAUCIÓN – No instale en revestimientos de piso sueltos.
- PRECAUCIÓN: no instale el poste donde esté directamente expuesto al agua.
- PRECAUCIÓN – No instale en techos en ángulo.

## COLOCACIÓN SUGERIDA DEL UPOLE

FIGURA C.

- DORMITORIO – Ubique el poste al menos a 12,5"/320 mm de la cabecera o el pie de cama, junto a la cintura y (a) contra el colchón; sin espacios, o (b) a 12,5"/320 mm del colchón.
- SOLO BAÑO – Ubicar la base del poste contra la tina, aproximadamente hacia la mitad del largo.
- ASIENTO (WC o SILLA) – Para que quede espacio en posición de pie, ubicar el poste a 3-10" / 76mm-254mm hacia adelante de las rodillas, y a 2-6" / 51mm-154mm al costado de las rodillas en posición sentado.

## POSICIONES SUGERIDAS PARA LA BARRA DE PIVOTE

- |   |  |
|---|--|
| 4. DORMITORIO                                       | 5. BAÑO o 6. POSICIÓN SENTADO                        |
| A = apoyo lateral / alejada                         | A = apoyo lateral / alejada                          |
| B = apoyo en la cama                                | B = apoyo de pie o para traslado                     |
| C = apoyo en posición sentado                       | C = apoyo de pie                                     |
| D = apoyo de pie                                    | D = apoyo de pie o para traslado                     |
| E = apoyo para traslado a andador / silla de ruedas | E = apoyo de pie o para traslado                     |
|   | F = apoyo para traslado al entrar o salir de la tina |

\*HERRAMIENTAS: cinta métrica, nivel, destornillador, cinta adhesiva.

## CONFIGURACIÓN DE LA ALTURA DEL POSTE

FIGURA D.

## CONJUNTO DE SOLO POSTE

FIGURA E.

## CONJUNTO DE POSTE + BARRA DE PIVOTE

FIGURA F.

## INSTALACIÓN

FIGURA G.

## USO DEL PRODUCTO



FIGURA H.

## DATOS TÉCNICOS


FIGURA I.

# A - PARTS

## uPole










### For uPole only





\*DO NOT USE FOR PIVOT BAR ASSEMBLY\*

# A - PARTS

## Hardware

<p>7 Plastic Washer</p> 	<p>13 C-Clip</p> 	<p>14 Cotter Pin</p>  <p><b>x2</b></p>
<p>15 Clevis Pin</p>  <p><b>x3</b></p>	<p>16 Wood Screw *Optional</p>  <p><b>x4</b></p>	
<p>17 Flat-Head Screw</p>  <p><b>x4</b></p>	<p>18 Hex Key</p> 	

## Pivot Bar






# B - INSTALLATION WARNINGS




## 1




Use caution while maneuvering pole during installation.

## 2




Standard pole can be installed anywhere with structural ceilings.

## 3




Standard pole can be installed directly under 1 ceiling joist.

## 4




Standard pole can be installed directly under 2 ceiling joists.

## 5\*




If subject to heavy usage pole must be secured to ceiling joist(s) and floor using provided wood screws (part #16).

## 6




CAUTION - Damage may occur if extension screw is overtightened.

## 7




CAUTION - Do not install the pole with drop ceilings.

## 8




CAUTION - Do not install the pole on loose floor coverings.

## 9



CAUTION - Do not install the pole where it is directly exposed to water.


## 10




CAUTION - Do not install the pole with angled ceilings.

# C - SUGGESTED PLACEMENT AND POSITIONS


## 1a




## 1b



## 2



## 3





**BEDROOM** - Locate pole at least 12.5"/320mm from headboard or footboard, adjacent to waistline, and either (a) against the mattress - no gaps, or (b) at least 12.5"/320mm away from mattress.


**BATHTUB** - Locate pole base against tub, approximately half way along its length.

**SEATING (TOILET or CHAIR)** - To provide clearance when standing, locate pole 3-10" / 76mm-254mm forward of the knees, and 2-6" / 51mm-154mm to the side of knees when sitting.

## 4



## 5/6




**BEDROOM**

- A = side support / out of the way
- B = in-bed support
- C = sitting support
- D = standing support
- E = transfer support to walker / wheelchair

**BATHROOM or SITTING**

- A = side support / out of the way
- B = standing or transfer support
- C = standing support
- D = standing or transfer support
- E = standing or transfer support
- D = transfer support in/out bathtub

STEP-BY-STEP  
INSTALLATION VIDEOS






# CHOOSE YOUR ASSEMBLY PATH

CHOISISSEZ VOTRE  
ROUTE D'ASSEMBLAGE

ELIGE TU  
RUTA DE MONTAJE

\*TOOLS REQUIRED\*








# IMPORTANT





## FIG D. POLE HEIGHT SETUP




## FIG E. UPOLE ONLY ASSEMBLY



## FIG F. UPOLE + PIVOT BAR ASSEMBLY



## FIG G. INSTALLATION




## D - POLE HEIGHT SETUP

**1** Determine height of ceiling and note corresponding hole on Extension Pole.

Déterminez la hauteur du plafond et notez le trou correspondant sur la rallonge.

Determine la altura del techo y anote el orificio correspondiente en el poste de extensión.




## D - POLE HEIGHT SETUP

### 2 Align Extension Bushing with through-hole on Top Pole.

Alignez la douille d'extension avec le trou traversant du poteau supérieur.


Alinee el casquillo de extensión con el orificio pasante del poste superior.



### 3 Slide Extension Pole into Top Pole; ensure correct UP orientation of Extension Pole.

Glissez la rallonge dans le poteau supérieur; assurez-vous que la rallonge est correctement orientée vers le haut.

Deslice el poste de extensión en el poste superior; asegúrese de que la orientación del poste de extensión sea correcta hacia arriba.



### 4 Align hole on Extension Pole that corresponds to ceiling height with through-hole on Extension Bushing.


Alignez le trou de la rallonge correspondant à la hauteur du plafond avec le trou traversant de la douille d'extension.

Alinee el orificio del poste de extensión que corresponde a la altura del techo con el orificio pasante del casquillo de extensión.

### 5 (a) Insert Clevis pin to secure bushing and (b) Insert Cotter pin into Clevis pin to secure.

(a) Insérer l'axe de chape pour fixer la bague et  
(b) Insérer la goupille fendue dans la goupille de chape pour la fixer.

(a) Inserte el pasador de horquilla para asegurar el buje y  
(b) Inserte la chaveta en el pasador de horquilla para asegurarlo.



\*Continue to **pg.16** for uPole only assembly


\*Skip to **pg.20** for uPole + Pivot Bar assembly

## E - UPOLE ONLY ASSEMBLY

- 1** Slide all Top and Bottom Bushings (for uPole only) onto Top Pole. Ensure correct order and UP orientation for all bushings.

Glissez toutes les douilles supérieures et inférieures (pour uPole uniquement) sur le poteau supérieur. Assurez-vous que l'ordre et l'orientation vers le haut de toutes les douilles sont corrects.


Deslice todos los bujes superiores e inferiores (solo para uPole) sobre el poste superior. Asegúrese de que el orden y la orientación de todos los bujes sean correctos.



- 2** Slide Top Pole onto Bottom Pole. Align through-holes.

Glissez le poteau supérieur sur le poteau inférieur. Aligner les trous traversants.

Deslice el poste superior sobre el poste inferior. Alinear los agujeros pasantes.




## E - UPOLE ONLY ASSEMBLY

### 3 (a) Align Bottom Bushing with through-hole on Top Pole (and Bottom Pole) and (b) Insert Clevis pin to connect Top and Bottom Poles together.

(a) Alignez la douille inférieure avec le trou traversant du poteau supérieur (et du poteau inférieur) et  
(b) Insérez la goupille de chape pour relier les poteaux supérieur et inférieur.


(a) Alinee el buje inferior con el orificio pasante del poste superior (y del poste inferior) y  
(b) Inserte el pasador de horquilla para conectar los postes superior e inferior.



### 4 Slide Top Bushing down to conceal Clevis pin and SNAP to Bottom Bushing.

Glissez la douille supérieure vers le bas pour cacher l'axe de chape et fixez-la à la douille inférieure.


Deslice el buje superior hacia abajo para ocultar el pasador de horquilla y encájelo en el buje inferior.



## 5 (a) Align Bottom Bushing with threaded holes on Bottom Pole and (b) Install Flat-head screws (x2) with Hex key to secure Bottom Bushing to Bottom Pole.

(a) Alignez la douille inférieure avec les trous filetés du poteau inférieur et  
(b) Installez deux vis à tête plate avec une clé hexagonale pour fixer la douille inférieure au poteau inférieur.


(a) Alinee el buje inferior con los orificios roscados del poste inferior y  
(b) Instale 2 tornillos de cabeza plana con una llave hexagonal para fijar el buje inferior al poste inferior.




## 6 Slide Top Bushing down to conceal screws and SNAP to Bottom Bushing.

Glissez la douille supérieure vers le bas pour cacher les vis et fixez-la à la douille inférieure.

Deslice el buje superior hacia abajo para ocultar los tornillos y encájelo en el buje inferior.



Turn to **pg.24** to  
finish installation




*pg.24-27*

## F - UPOLE + PIVOT BAR ASSEMBLY

### 1 Slide Top Bushing and Bottom Bushing (for Pivot Bar) onto Top Pole. Ensure correct UP orientation.

Glissez la douille supérieure et la douille inférieure (pour la barre pivotante) sur le poteau supérieur. Assurez-vous qu'elles sont pointées vers le haut.

Deslice el buje superior y el buje inferior (para la barra pivotante) sobre el poste superior. Asegúrese de que la orientación sea correcta hacia arriba.




### 2 (a) Fit Collar Bushing inside Castellated Collar and (b) Slide both onto Bottom Pole and align all holes.

(a) Insérez la douille du collier dans le collier crénelé et

(b) Glissez les deux bagues sur le poteau inférieur et alignez tous les trous.

(a) Coloque el buje del collarín dentro del collarín almenado y

(b) Deslice ambos sobre el poste inferior y alinee todos los orificios.




## F - UPOLE + PIVOT BAR ASSEMBLY

- 3** (a) Insert 4 flat-head screws into threaded holes, and once all screws are engaged,  
(b) Fully tighten screws with Hex key to secure the Castellated Collar.

(a) Insérez 4 vis à tête plate dans les trous filetés, et lorsque toutes les vis sont engagées,  
(b) Serrez complètement les vis avec une clé hexagonale pour fixer le collier crénelé.


(a) Inserte 4 tornillos de cabeza plana en los orificios roscados, y cuando todos los tornillos estén enganchados,  
(b) Apriete completamente los tornillos con una llave hexagonal para asegurar el collarín almenado.




- 4** Slide Collar Cover onto Castellated Collar to conceal screws.

Glissez le couvercle du collier sur le collier crénelé pour cacher les vis.


Deslice la cubierta del collar sobre el collarín almenado para ocultar los tornillos.



- 5** Slide Pivot Bar onto Bottom Pole (notched end fits into Castellated Collar).  
Glissez la barre pivotante sur le poteau inférieur (l'extrémité crantée s'insère dans le collier crénelé).  
Deslice la barra pivotante sobre el poste inferior (el extremo con muescas encaja en el collarín almenado).




- 6** Slide Top Pole onto Bottom Pole.  
Align Bottom Bushing hole with through-hole on Top Pole (and Bottom Pole).  
Glissez le poteau supérieur sur le poteau inférieur.  
Alignez le trou de la douille inférieure avec le trou traversant du poteau supérieur (et du poteau inférieur).  
Deslice el poste superior sobre el poste inferior.  
Alinee el orificio del buje inferior con el orificio pasante del poste superior (y del poste inferior).




## F - UPOLE + PIVOT BAR ASSEMBLY

- 7** Insert clevis pin through Bottom Bushing to connect Top and Bottom Poles together.  
Insérez la goupille de chape dans la douille inférieure pour relier les poteaux supérieur et inférieur.  
Inserte el pasador de horquilla a través del buje inferior para conectar los postes superior e inferior.



- 8** Slide Top Bushing down to conceal clevis pin and SNAP to Bottom Bushing.  
Glissez la douille supérieure vers le bas pour cacher l'axe de chape et fixez-la à la douille inférieure.  
Deslice el buje superior hacia abajo para ocultar el pasador de horquilla y encájelo en el buje inferior.




\*Continue to pg.24 to finish installation

## G - INSTALLATION

### 1 Place Top Plate onto Extension Pole and Align holes.

Placez la plaque supérieure sur la rallonge et alignez les trous.


Coloque la placa superior sobre el poste de extensión y alinee los orificios.



### 2 Insert clevis pin to connect the Top Plate to the Pole.

Insérez la goupille de chape pour connecter la plaque supérieure au poteau.


Inserte el pasador de horquilla para conectar la placa superior al poste.



### 3 Insert cotter pin into clevis pin to secure.

Insérer la goupille fendue dans l'axe de chape pour la fixer.


Inserte el pasador de chaveta en el pasador de horquilla para asegurarlo.




### 4 Place plastic washer onto stem of Extension Screw (on Bottom Pole).

Enclenchez la rondelle en plastique sur la tige de la vis d'extension (sur le poteau inférieur).

Coloque la arandela de plástico en el vástago del tornillo de extensión (en el poste inferior).



## G - INSTALLATION



**\*NOTE :** For steps 5–9, it is recommended to have a second person assist with installation.

**\*Remarque :** pour les étapes 5 à 9, il est recommandé de faire appel à une deuxième personne pour l'installation.

**\*Nota :** Para los pasos 5 a 9, se recomienda que una segunda persona ayude con la instalación.

**\*NOTE :** See pg.10-11 Fig.B-C for installation warnings and suggestions


**\*Remarque :** Voir p.10-11 Fig.B-C pour les emplacements suggérés

**\*Nota :** Consulte pág.10-11 Fig.B-C para ver las ubicaciones sugeridas

### 5 Place Base Plate on floor at desired location\*, tilt pole until upright, and insert into the Base Plate hole.

Placez la plaque de base sur le sol à l'endroit désiré, inclinez le poteau jusqu'à ce qu'il soit vertical et insérez-le dans le trou de la plaque de base.


Poner la placa base en el piso en la ubicación deseada, incline el poste hasta que quede en posición vertical e inserte en el orificio de la placa base.



### 6 a) Lift Cover Sleeve and tape to pole, then b) Insert shaft of screwdriver through hole of Extension Screw.

a) Soulevez le manchon du couvercle et fixez-le au poteau, puis b) Insérez la tige du tournevis dans le trou de la vis d'extension.

a) Levante la funda y péguela al poste con cinta adhesiva, pues b) Inserte el eje del destornillador a través del orificio del tornillo de extensión.




## G - INSTALLATION

### 7 Hold the pole upright and turn screwdriver clockwise to raise pole.

Tenez le poteau à la verticale et tournez le tournevis dans le sens horaire pour soulever le poteau.


Mantenga el poste en posición vertical y gire el destornillador dextrorsa para levantarlo.



### 8 Ensure pole and Top Plate are level as they contact the ceiling.

Assurez-vous que le poteau et la plaque supérieure sont de niveau lorsqu'ils entrent en contact avec le plafond.


Asegúrese de que el poste y la placa superior estén nivelados al entrar en contacto con el techo.



### 9 Continue turning screwdriver until pole is **COMPLETELY SECURE**.

Continuez à tourner le tournevis jusqu'à ce que le poteau soit **COMPLÈTEMENT FIXÉ**.


Continúe girando el destornillador hasta que el poste esté **COMPLETAMENTE SEGURO**.



### 10 Turn Jam Nut counter-clockwise until it is tight against bottom of pole.

Serrez le contre-écrou dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre le bas de la poteau.

Gire la contratuerca de seguridad sinistrórsum hasta que quede apretada contra la parte inferior del poste.




## G - INSTALLATION

### 11 Crank screwdriver another 1/4 turn counter-clockwise to lock Jam Nut.

Tournez le tournevis d'un autre quart de tour dans le sens antihoraire pour verrouiller le contre-écrou.


Gire el destornillador 1/4 de vuelta en sentido antihorario para bloquear la contratuerca.



### 12 Cover exposed hole on the Extension Screw with C-Clip (SNAPS into hole).

Couvrez le trou exposé de la vis d'extension avec le clip en C (s'enclenche dans le trou).


Cubra el orificio expuesto en el tornillo de extensión con un clip en C (se ajusta a presión en el orificio).



### 13 Lower Cover Sleeve to conceal Extension Screw.

Abaissez le manchon du couvercle pour cacher la vis d'extension.


Baje la funda de protección para ocultar el tornillo de expansión.



### 14 Inspect pole monthly - tighten Extension Screw if needed.

Inspectez le poteau mensuellement ; resserrez la vis d'extension si nécessaire.

Inspeccione el poste mensualmente: apretarse el tornillo de extensión si es necesario.



# **INSTALLATION COMPLETE SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**INSTALLATION TERMINÉE  
GARDEZ CES INSTRUCTIONS**

**INSTALACIÓN COMPLETA  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


*\*If repositioning of uPole is required, follow Fig.G steps 13-5  
(Reverse order and actions), then 5-13 to re-install.*

*\*Si le repositionnement du uPole est nécessaire, suivez les étapes 13 à 5 de la Fig.G  
(ordre et actions inverses), puis 5 à 13 pour le réinstaller.*



*\*Si es necesario reposicionar uPole, siga los pasos 13 a 5 de la Fig.G  
(orden y acciones inversas) y luego los pasos 5 a 13 para volver a instalarlo.*

# H - PRODUCT USAGE


## uPole




## uPole + Pivot Bar




# I - TECHNICAL DATA




# I - TECHNICAL DATA



**FE / NBR**  
5.30lbs / 2.40kg



**FE / NBR**  
1.50lbs / 0.68kg



**FE / PA**  
2.90lbs / 1.32kg




**SS / FE / PVC / UHMW**  
6.05lbs  
2.7kg




**SS**  
2.6lbs  
1.2kg



**FE**  
2.95lbs  
1.3kg



**PA**  
0.15lbs / 0.07kg



**FE**  
0.30lbs / 0.14kg

[HEALTHCRAFTPRODUCTS.COM/UPOLE-INSTALLATION](https://HEALTHCRAFTPRODUCTS.COM/UPOLE-INSTALLATION)



STEP-BY-STEP  
INSTALLATION VIDEOS

**Need assistance? Call us!**  
**1 (888) 619-9992**

HealthCraft Products Inc.  
2790 Fenton Road  
Ottawa, Canada  
K1T 3T7

