



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


PARTS



HARDWARE




01



EN Insert Accessories ② and Accessories ⑨ into Accessories ③, making sure the marbles are in the same hole.

FR Insérez l'Accessoire ② et l'Accessoire ⑨ dans l'Accessoires ③, veillez à ce que les billes sont dans le même trou.



EN_Insert Accessories⑤ into Accessories③,Then use Screw⑦ and Screw⑧ to install, and tighten with Installation Tool⑩.

FR_Insérez l'Accessoire⑤ dans l'Accessoire③,Puis utilisez la vis⑦ et la vis⑧ pour le montage, et serrez-les avec l'outil de montage ⑩.



① x 2



EN_Insert Accessories① into Accessories⑤, making sure the marbles are in the same hole.

FR_Insère l'Accessoire ① dans l'Accessoire⑤, en veillant à ce que les billes soient dans le même trou.

**EN**

- ◆ Please check whether the fittings are complete before installation
- ◆ Before use, make sure that the fasteners are properly installed and tightened, and that the clips are at the same height
- ◆ When using, be sure to use in a smooth situation
- ◆ Please pay attention to safety when using, if necessary, please arrange nursing staff to assist use
- ◆ For a period of time each use, please carefully check whether the fastener is loose, the wear of the pad, if necessary, please replace in time
- ◆ People with limited mobility or older people should be accompanied by others to prevent secondary injury caused by improper use

FR

- ◆ Veuillez vérifier si les raccords sont complets avant l'installation
- ◆ Avant l'utilisation, assurez-vous que les fixations sont correctement installées et serrées, et que les clips sont à la même hauteur
- ◆ Lors de l'utilisation, veillez à ce que la situation soit lisse.
- ◆ Veuillez faire attention à la sécurité lors de l'utilisation. Si nécessaire, demandez au personnel infirmier de vous assister l'utilisation
- ◆ Pour une période de temps à chaque utilisation, veuillez vérifier soigneusement si l'attache est lâche, et que le coussinet est usé. Si nécessaire, veuillez le remplacer à temps.
- ◆ Les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées doivent être accompagnées par d'autres personnes pour éviter les blessures secondaires causées par une utilisation incorrecte